







## EN English

### Introduction

The Digital Medical Thermometer provides quick, highly accurate reading over the human body temperature range. Please read the instruction completely first. If thermometers are used by children, the supervision of the adult is compulsory. The quality of the thermometer has been verified and conforms to the provisions of the EC council directive 93/42/EEC (Medical Device Directive) Annex I essential requirements and applied harmonized standards. ISO 80601-2-56; 2017+A1: 2018 Medical electrical equipment - Part 2-56: Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement.

⚠ Attention: Consult the accompanying documents. Please read this manual carefully before use. Please be sure to keep this manual.

### Battery Replacement

Place a new 1.5V D.C. button size battery type SR41 or LR41 or equivalent in the chamber with positive side faced up and negative side faced down.

### Display on the LCD

M: Last measured temperature.

■: When the ■ appears on the bottom right corner of the LCD, the battery is exhausted and needs replacement.

Troubleshooting	Error message	Problem	Solution
		The system is not functioning properly	Unload the battery, wait for 1 mins and reinsert it. If the message reappears, contact the retailer for service.
	<b>Hi °C</b> <b>(bi-bi...bi)x10</b>	Temperature taken is higher than 42.9°C (109.9°F)	Take a new temperature via close contact and sufficient rest.
	<b>Lo °C</b>	Temperature taken is lower than 32°C (90.0°F)	Take a new temperature via close contact and sufficient rest.
		Dead battery: Battery icon is flashing, can't be measurable.	Suggest to replace the battery.

### Cleaning and Disinfection

1. Clean the unit by wiping it with a dry cloth and disinfect the probe with ethyl alcohol.
2. Don't let the unit contact any chemical thinner.
3. Do not soak the display in water.

### Caution

- ⚠ Do not bend, drop or twist the thermometer. It is not shockproof.
- Do not store the unit under direct sunlight, at a high temperature, in high humidity or dust.
- Do not disassemble. See BATTERY REPLACEMENT to replace battery.
- Avoid strong electromagnetic interference such as microwave ovens and cell phones.
- Keep battery away from children. Harmful if swallowed.
- Battery should not be charged or placed into extreme heat as it may explode.
- Remove battery from the thermometer when not in operation for a long time.
- If the unit is stored in an extreme environment before measurement, please make sure it has been firstly adapted in the room temperature, so that the unit can be measured normally.
- Measurement results are for reference only. Contact your physician if you have or suspect any medical problems. Do not change your medications without the advice of your physician or healthcare professional.
- This device may not meet its performance specification if stored or used outside temperature and humidity ranges specified in specifications.
- If this device is used according to the operations instruction, periodic recalibration is not required. If you still have questions, please send the device to dealers.
- Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at your local retailer or at appropriate collection points provided in your country.
- High, prolonged fever requires medical attention especially for young children. Please contact your physician.
- For safe reason, during children's temperature measurement, please keep them from crying, walking, talking and any related dangerous activities.
- Usage of the probe cover may result in a 0.1°C (0.2°F) difference from actual temperature.
- To clean the probe before and after using the thermometer to ensure an accurate reading and avoid cross contamination approximately, no matter the probe cover has been installed or not.
- Do not drink hot or cold fluids, exercise, and smoke or perform other activities prior to a reading. These activities will raise or lower temperature readings when compared to your normal, average temperature.
- Please ensure the close contact between the probe and the armpit of the baby or children.
- Do not service or maintain device while in use.

### Specifications

Measurement Range	32.0°C~42.9°C (90.0°F~109.9°F)
-------------------	--------------------------------

Accuracy	±0.1°C 35.5°C~42.0°C (±0.2°F 95.9°F~107.6°F) at standard room temperature 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F); ±0.2°C under 35.5°C or over 42.0°C (±0.4°F under 95.9°F or over 107.6°F)
Display	Liquid crystal display, 3.12 digits
Battery	One 1.5 V DC. button size battery (SR41 or LR41)
Power consumption	0.15 milliwatts in measurement mode
Battery Life	Approx. 1500 times operation or 1 year with 1-2 measurement per day including standby mode
Alarm:	Approx. 10 seconds sound signal when peak temperature reached
Dimension	17.5cm x2.1cm x 1.2cm (LxWxH)
Weight	Approx. 12.8 grams including battery
Environmental for using	Temperature: 5°C~40°C (41°F~104°F), Humidity: 15%~95%RH; 700~1060 hPa
Storage and transportation condition	Temperature: -20°C~55°C (-4°F~131°F), Humidity: 15%~95%RH; 700~1060 hPa
IP Classification	IP22, Protection against harmful ingress of water and particulate matter
Safety classification	Type BF Applied Part

### Electromagnetic Compatibility Information

1. This device needs to be installed and put into service in accordance with the information provided in the user manual.  
2. WARNING: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the TG380, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this device is likely.  
If higher IMMUNITY TEST LEVELS than those specified in Table 9 are used, the minimum separation distance may be lowered. Minimum separation distances shall be calculated using the equation specified in 8.10.

Immunity test	Manufacturer's declaration on electromagnetic immunity	Electromagnetic environment-guidance level
Conducted RF immunity IEC 61010-4-6	3 Vrms: 0.15 MHz ~ 80 MHz 8 Vrms in ISM and amateur radio bands between 0.15 MHz and 80 MHz 80% AM at 1 kHz	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the TG380 including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance: $d = 1.2 \sqrt{P}$ , $d = 1.2 \sqrt{P/80\text{MHz}}$ to 800 MHz; $d = 2.3 \sqrt{P/800\text{MHz}}$ to 2.7 GHz Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m). Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:
Radiated RF IEC 61010-4-3	10 V/m 80 MHz ~ 2.7 GHz 80% AM at 1 kHz	10 V/m 80 MHz ~ 2.7 GHz 80% AM at 1 kHz

NOTE1: At 80 MHz the 100 V/m, the higher frequency range applies.  
NOTE2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.  
More information on EMC compliance of the device can be obtained from Rossmax website: www.rossmax.com

## DE Deutsch

### BEDIENUNGSANLEITUNG

Das Digitalthermometer gestattet eine schnelle, hochgenaue Messung der Körpertemperatur. Bitte lesen Sie zuerst die Anleitung vollständig durch. Wird das Thermometer von Kindern verwendet, muss die Aufsicht eines Erwachsenen gewährleistet sein. Die Qualität des Geräts wurde überprüft und entspricht den Bestimmungen der Richtlinie des EU-Rates 93/42/EWG (Medizingerätherichtlinie) Anhang I(Lund den zugehörigen harmonisierten Normen. ISO 80601-2-56: 2017+A1: 2018 Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-56: Besondere Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von Fieberthermometern zur Messung der Körpertemperatur.

⚠ Achtung: Beachten Sie die beiliegenden Dokumente. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Verwendung sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

### AUSTAUSCH DER BATTERIEN

Legen Sie eine neue Knopfzelle (1.5 V, Typ SR41 oder LR41) oder eine ähnliche Knopfzelle mit dem Pluspol nach oben und dem Minuspol nach unten in das Batteriefach ein.

### ANZEIGE AUF DEM LCD-DISPLAY

M: Zuletzt gemessene Temperatur.  
■: Wenn die Meldung ■ in der unteren rechten Ecke des LCD-Displays erscheint, ist die Batterie erschöpft und muss ausgetauscht werden.

### Fehlerbehebung

Fehlermeldung	800MHz	Lösung
	Das System funktioniert nicht richtig.	Nehmen Sie die Batterie heraus, warten Sie eine Minute und setzen Sie sie wieder ein. Wenn die Meldung wieder angezeigt wird, wenden Sie sich betreffend einer allfälligen Reparatur an den Fachhändler.
	<b>Hi °C</b> <b>(bi-bi...bi)x10</b>	Die gemessene Temperatur liegt über 42.9°C (109.9°F)
	<b>Lo °C</b>	Die gemessene Temperatur liegt unter 32°C (90.0°F)
		Erschöpfte Batterie: Das Batteriesymbol blinkt, und es können keine Messungen mehr durchgeführt werden.

### Reinigung und Desinfektion

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem trockenen Tuch abwischen und die Messsonde mit Ethylalkohol desinfizieren.
2. Das Gerät darf nicht mit chemischen Verdünnungsmitteln in Kontakt kommen.

3. Tauchen Sie das Display nicht in Wasser ein.

### Vorsicht

- ⚠ Lassen Sie das Thermometer nicht herunterfallen und verbiegen Sie es nicht. Das Gerät ist nicht stossfest.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht, bei hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub auf.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander. Den Hinweis zum AUSTAUSCH DER BATTERIE finden Sie im entsprechenden Abschnitt.
- Vermeiden Sie den Einfluss stark elektromagnetischer Störungen, beispielsweise von Mikrowellengeräten oder Mobiltelefonen.
- Halten Sie die Batterie von Kindern fern. Gefahr beim Verschlucken.
- Die Batterie darf nicht aufgeladen oder extremen Hitze ausgesetzt werden, da sie dann explodieren kann.
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Thermometer, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
- Wenn das Gerät mit einer Temperatur nahe des Gefrierpunkts gelagert wurde, warten Sie vor Verwendung bis das Gerät sich an die Zimmertemperatur angepasst hat.
- Die Messergebnisse dienen nur als Referenz. Gehen Sie zum Arzt, wenn Sie gesundheitliche Beschwerden haben oder vermuten! Andern Sie Ihre Medikation nicht ohne Konsultation Ihres Arztes bzw. Mediziners.
- Die technischen Daten dieses Messgeräts sind nur gewährleistet, wenn es innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit gelagert bzw. verwendet wird.
- Wenn Sie dieses Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung verwenden, ist eine regelmäßige Neukalibrierung nicht erforderlich. Wenn Sie noch Fragen haben, bringen Sie das Gerät bitte zum Fachhändler.
- Einsorgen Sie das Gerät nach Ende seiner Nutzungsdauer nicht im Hausmüll. Die Entsorgung kann über Ihren lokalen Fachhändler oder an geeigneten Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen.
- Hohes, länger anhaltendes Fieber, insbesondere bei Kleinkindern, erfordert eine ärztliche Behandlung. Wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Lassen Sie Kinder bei der Temperaturemessung nicht herumlaufen oder rennen. Die Messsonde könnte eine Gefahr darstellen.
- Verwendung der Sondendeckung kann in einem 0,1 °C (0,2 °F) Differenz aus Ist-Temperatur führen.
- Reinigen Sie die Messsonde vor und nach Verwendung des Thermometers, um eine exakte Messung sicherzustellen und eine Kreuzkontamination zu vermeiden, egal, ob die schützliche Installiert wurde oder nicht.
- Trinken Sie vor einer Temperaturemessung weder heiße noch kalte Flüssigkeiten, vermeiden Sie körperliche Anstrengungen, und rauchen Sie nicht, und vermeiden Sie andere Aktivitäten. Solche Aktivitäten erhöhen oder verringern die Temperaturemessungen gegenüber der normalen Durchschnittstemperatur.
- Bei Verwendung des Thermometers für das Baby oder Kinder drücken Sie bitte deren Arm an die Körperseite.
- Führen Sie weiter Service noch Pflege des Gerätes während des Gebrauchs durch.

Wenn Sie dieses Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung verwenden, ist eine regelmäßige Neukalibrierung nicht erforderlich. Wenn Sie noch Fragen haben, bringen Sie das Gerät bitte zum Fachhändler.

- Einsorgen Sie das Gerät nach Ende seiner Nutzungsdauer nicht im Hausmüll. Die Entsorgung kann über Ihren lokalen Fachhändler oder an geeigneten Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen.
- Hohes, länger anhaltendes Fieber, insbesondere bei Kleinkindern, erfordert eine ärztliche Behandlung. Wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Lassen Sie Kinder bei der Temperaturemessung nicht herumlaufen oder rennen. Die Messsonde könnte eine Gefahr darstellen.
- Verwendung der Sondendeckung kann in einem 0,1 °C (0,2 °F) Differenz aus Ist-Temperatur führen.
- Reinigen Sie die Messsonde vor und nach Verwendung des Thermometers, um eine exakte Messung sicherzustellen und eine Kreuzkontamination zu vermeiden, egal, ob die schützliche Installiert wurde oder nicht.
- Trinken Sie vor einer Temperaturemessung weder heiße noch kalte Flüssigkeiten, vermeiden Sie körperliche Anstrengungen, und rauchen Sie nicht, und vermeiden Sie andere Aktivitäten. Solche Aktivitäten erhöhen oder verringern die Temperaturemessungen gegenüber der normalen Durchschnittstemperatur.
- Bei Verwendung des Thermometers für das Baby oder Kinder drücken Sie bitte deren Arm an die Körperseite.
- Führen Sie weiter Service noch Pflege des Gerätes während des Gebrauchs durch.

### TECHNISCHE DATEN

Anzeigebereich:	32.0°C~42.9°C (90.0°F~109.9°F)
Messgenauigkeit:	±0.1°C 35.5°C~42.0°C (±0.2°F 95.9°F~107.6°F) bei normaler Zimmertemperatur von 18 °C~28 °C (64.4 °F~82.4 °F); ±0.2 °C unter 35.5 °C oder über 42.0 °C (±0.4 °F unter 95.9 °F oder über 107.6 °F)
Anzeige	LCD Anzeige, 3.12 Ziffern
Batterie	Eine Batterie 1.5 V. (Knopfzelle SR41 oder LR41)
Leistungsaufnahme	Im Messmodus 0.15 mW
Batterie-Lebensdauer:	Etwa 1.500 Messzyklen bzw. ein Jahr mit ein bis zwei Messungen pro Tag einschließlich Standby-Modus.
Abmessungen	17.5 cm x 2.1 cm x 1.2 cm (L x B x H)
Gewicht	Ca. 12.8 Gramm inklusive Batterie
Alarm:	Signalton wird ca. 10 Sekunden lang ausgegeben, wenn die Maximaltemperatur erreicht ist.
Umweltbedingungen bei Verwendung:	Temperatur: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F); Luftfeuchtigkeit: 15% ~ 95% RH; 700 ~ 1060 hPa
Bedingungen für Lagerung und Transport:	Temperatur: -20.0°C ~ 55.0°C (-4.0°F ~ 131.0°F); Luftfeuchtigkeit: 15% ~ 95% RH; 700 ~ 1060 hPa
IP Klassifizierung	IP22, Schutz gegen schädliches Eindringen von Wasser und Staub
Sicherheitsklassifizierung	⚠ Angeschlossen medizinisches Gerät des Typs BF

## FR Francaise

### Consignes d'utilisation

Le thermomètre digital fournit une lecture rapide et très précise de la température corporelle. S'il vous plait lire les instructions complètement en premier. Si le thermomètre est utilisé par un enfant, la surveillance d'un adulte est obligatoire. La qualité de l'appareil a été vérifiée et est conforme aux dispositions de la directive du conseil européen 93/42/CEE (directive relative aux appareils médicaux), aux exigences essentielles de l'Annexe I et aux normes harmonisées en vigueur. ISO 80601-2-56 : 2017+A1 : 2018 Appareils électromédicaux - Partie 2-56 : Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des thermomètres médicaux pour la mesure de la température corporelle.

⚠ Attention: Consultez les documents d'accompagnement. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'emploi. Veuillez conserver ce manuel.

### Remplacement de la pile

Placez une nouvelle pile bouton 1.5V dc de type SR41 ou LR41 ou équivalent dans le logement avec la polarité positive vers le haut et la polarité négative vers le bas.

### Affichage lcd

M: Dernière température mesurée.  
■: Lorsque le ■ apparaît en haut à droite de l'affichage LCD, la pile est déchargée et doit être remplacée.

### Dépannage

Message d'erreur	Problème	Solution
	Le système ne fonctionne pas correctement.	Retirez la pile, attendez 1 minute et remettez la pile. Si le message réapparaît, contactez le revendeur pour la maintenance.

## Hi Italiano

<b>Hi °C</b> <b>(bi-bi...bi)x10</b>	La temperatura misurata è superiore a 42.9°C (109.9°F).	Attendete 6 secondi avanti effettuare la prossima misura.
<b>Lo °C</b>	La temperatura misurata è inferiore a 32°C (90.0°F).	Attendete 6 secondi avanti effettuare la prossima misura.
	Pile usate: L'icone de pile clignote, aucune mesure ne peut être effectuée.	Remplacez la pile.

### Nettoyage et désinfection

1. Nettoyez l'unité en l'essuyant avec un chiffon sec et désinfectez la sonde avec de l'alcool éthylique.
2. Ne laissez pas l'appareil en contact avec un diluant chimique.
3. Ne plongez pas l'âge dans l'eau.

### Mise en garde

- ⚠ Ne tordez pas le thermomètre et ne le faites pas tomber. Il n'est pas résistant aux chocs.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à des températures élevées, à une humidité élevée et tenez-le à l'abri de la poussière.
- Ne désassemblez pas l'appareil. Voir la section "REMPACEMENT DE LA PILE" pour remplacer la pile.
- Évitez les fortes interférences électromagnétiques telles que les fours à micro-ondes et les téléphones portables.
- Tenez la pile hors de portée des enfants. Peut être nocif en cas d'ingestion.
- Ne placez pas la pile du thermomètre dans une source de chaleur extrême car elle risque d'exploser.
- Retirez les piles avant une longue période d'inutilisation de l'instrument.
- Si l'instrument est stocké dans un endroit proche de 0°, prévoyez une période d'acclimatation à la température ambiante avant l'emploi.
- Les résultats de mesure sont une simple référence. Contactez votre médecin si vous avez ou supposez avoir un problème de santé. Ne modifiez pas vos médicaments sans l'avis de votre médecin ou d'un professionnel de la santé.
- Cet appareil ne fournit pas la performance spécifiée s'il est stocké ou utilisé en dehors des plages de température et d'humidité spécifiées.
- Si cet appareil est utilisé selon les consignes d'utilisation, un réajustement régulier n'est pas nécessaire. Si vous avez d'autres questions, veuillez retourner l'appareil complet à votre revendeur.
- Une fois arrivé en fin de vie, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous pouvez mettre l'appareil au rebut après de votre revendeur local ou dans un point de collecte approuvé.
- Une fièvre élevée et prolongée nécessite des soins médicaux, en particulier si elle affecte de jeunes enfants. Veuillez contacter votre médecin.
- Ne laissez pas les enfants marcher ou courir pendant la mesure de température. La sonde peut présenter un danger.
- L'utilisation du cache de sonde peut entraîner un écart de 0.1 °C (0.2 °F) par rapport à la température réelle.
- Pour éviter tout risque de contamination croisée et pour garantir des mesures précises, nettoyez la sonde avant et après chaque utilisation du thermomètre, peu importe la preuve de couverture a été installé ou non.
- Avant une mesure, ne buvez pas, ne fumez pas et ne pratiquez aucune activité. Ces activités auront pour effet d'augmenter ou de diminuer les mesures de température par rapport à votre température moyenne normale.
- Si vous utilisez le thermomètre sur un bébé ou un enfant, appuyez son bras contre le côté de son corps.
- Ne pas entretenir l'appareil pendant son utilisation.

### Spécifications

Anzeigebereich:	32.0°C~42.9°C (90.0°F~109.9°F)
Précision	±0.1°C 35.5°C~42.0°C (±0.2°F 95.9°F~107.6°F) à la température ambiante standard de 18 °C~28 °C (64.4 °F~82.4 °F); ±0.2 °C en dessous de 35.5 °C ou au-dessus de 42.0 °C (± 0.4 °F en dessous de 95.9 °F ou au-dessus de 107.6 °F)
Affichage	LCD à cristaux liquides, 3.12 digits
Pile	Une pile bouton 1.5 Vdc (SR41 ou LR41)
Consommation d'énergie	0.15 milliwatt en mode mesure.
Durée de vie de la pile	Environ 1500 mesures consécutives ou 1 an à raison d'une à deux mesures par jour, mode veille compris.
Dimensions	17.5 cm x 2.1 cm x 1.2 cm (L x l x h)
Poids	Environ 12.8 grammes avec la pile
Alarme	Signal sonore d'environ 10 secondes une fois le pic de température atteint
Environnement d'utilisation	Température: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F), Humidité: 15% ~ 95% RH; 700 ~ 1060 hPa
Conditions de stockage et de transport	Température: -20.0°C ~ 55.0°C (-4.0°F ~ 131.0°F), Humidité: 15% ~ 95% RH; 700 ~ 1060 hPa
Classification IP	IP22, Protection contre la pénétration nuisible de l'eau et de particules
Classe de sécurité	⚠ Type BF Précautions appliquées

## IT Italiano

### Introduzione

Il Termometro Corpo Digitale fornisce una rapida ed accurata misurazione della temperatura del corpo umano. Si prega di leggere le istruzioni completamente prima. Se il termometro viene utilizzato dai bambini, la supervisione dell'adulto è obbligatoria. La qualità del termometro è stata verificata ed è conforme alle disposizioni della direttiva UE 93/42/CE (Direttiva dispositivi medici). Allegato I (Requisiti essenziali e norme armonizzate applicate). ISO 80601-2-56: 2017+A1: 2018 Apparecchi elettromedicali - Parte 2-56 Requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali dei termometri clinici per la misurazione della temperatura corporea.

⚠ Attenzione: leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Si raccomanda di conservare sempre il presente manuale.

### Sostituzione delle batterie

Posizionate una nuova batteria 1.5V DC tipo SR41 (grandezza di un bottone) o equivalente nello scomparto con il lato positivo rivolto verso l'alto e il lato negativo verso il basso.

### Spiegazione dei simboli sul display

M: Ultima temperatura rilevata.  
■: Non appare accanto al simbolo ■ nell'angolo in alto a destra del display LCD, la batteria è esaurita e deve essere sostituita.

### Risoluzione di problemi

Messaggio di errore	Problema	Soluzione
	Il dispositivo non funziona perfettamente	Togliere la batteria, attendere 1min e riaccedere il dispositivo. Se il messaggio riappare, contattate il rivenditore per l'assistenza.
	La temperatura rilevata supera 42.9°C (109.9°F)	Prendere una nuova misurazione della temperatura dopo 6 sec.
	La temperatura rilevata è inferiore di 32°C (90.0°F)	Prendere una nuova misurazione della temperatura dopo 6 sec.
	Batteria scarica: l'Icona della batteria lampeggia, la temperatura non può essere misurata.	Sostituire la batteria.

### Pulizia e disinfezione

1. Pulire il dispositivo strofinandolo con un panno asciutto e disinfettare la sonda con alcol etilico.
2. Evitare il contatto con dei solventi chimici.
3. Non immergere il display in acqua.

### Avvertenze

- ⚠ Non piegare o lasciar cadere o torcere la punta del termometro. Questa non è resistente agli urti.
- Non lasciare l'apparecchio esposto alla luce solare diretta, ad alta temperatura, in ambienti umidi o polverosi.
- Non tentate di disassemblare il dispositivo. Consultare la sezione "Sostituzione delle batterie" per la loro sostituzione.
- Evitare forti interferenze elettromagnetiche, comeorni a microonde e telefoni cellulari.
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. Questa è nociva se ingerita.
- La batteria non deve essere ricaricata o esposta ad altissime temperature in quanto potrebbe esplodere.
- Rimuovere la batteria dal suo scomparto all'interno se non si utilizza il termometro per lungo tempo.
- Se il dispositivo è conservato in un ambiente a temperatura estrema, prima del suo utilizzo si raccomanda di acclimatarlo in un ambiente a temperatura normale, in modo che la temperatura così misurata risulti corretta.
- I risultati delle misurazioni hanno solo valori di riferimento. Contattare il proprio medico di fiducia qualora risultino temperature difformi da quelle normali. Non modificare le prescrizioni mediche senza aver consultato il proprio medico.
- Questo dispositivo potrebbe non soddisfare le sue specifiche prestazioni previste se conservato o utilizzato in ambienti con temperature o tassi di umidità al di fuori dei limiti indicati nelle Specifiche tecniche.
- Se il dispositivo viene costantemente utilizzato seguendo le istruzioni per l'uso, non è necessario ritrarlo periodicamente. Se avete domande, Vi invitiamo di rivolgervi al Vostro rivenditore.
- Lo smaltimento del dispositivo, delle batterie, dei componenti e degli accessori deve avvenire secondo le normative vigenti. (Non gettare il dispositivo nei rifiuti domestici. Lo smaltimento può avvenire presso il vostro rivenditore di fiducia o negli appositi punti di raccolta previsti dalle normative vigenti.)
- Un'elevata e/o prolungata temperatura richiede l'intervento del medico soprattutto per i bambini più piccoli. Contattare il Vostro medico di fiducia.
- Per ragioni di sicurezza, durante la misurazione della temperatura evitare che i bambini piangano, camminino, parlino o siano impegnati in altre attività che potrebbero costituire un pericolo.
- L'utilizzo del termometro con la protezione può provocare una differenza rispetto alla temperatura effettiva di 0,1°C (0,2°F).
- Pulire la sonda prima e dopo l'utilizzo del termometro al fine di garantire una lettura accurata ed evitare contaminazioni, non importa il dimostrare copertura è stato installato o meno.
- Non bere liquidi caldi o freddi, non svolgere esercizi fisici, non fumare o eseguire altre attività nei minuti precedenti alla misurazione. Queste attività potrebbero alterare la temperatura rilevata rispetto quella effettiva.
- In presenza di bambini, assicurarsi il corretto contatto tra la sonda e l'ascella.
- Non seguire interventi di manutenzione o manutenzione sul dispositivo mentre è in uso.

Se il dispositivo è conservato in un ambiente a temperatura estrema, prima del suo utilizzo si raccomanda di acclimatarlo in un ambiente a temperatura normale, in modo che la temperatura così misurata risulti corretta.

Se il dispositivo viene costantemente utilizzato seguendo le istruzioni per l'uso, non è necessario ritrarlo periodicamente. Se avete domande, Vi invitiamo di rivolgervi al Vostro rivenditore.

### Specifiche tecniche

Intervallo di temperatura	Da 32.0°C a 42.9°C (da 90.0°F a 109.9°F)
Precisione	±0.1°C 35.5°C~42.0°C (±0.2°F 95.9°F~107.6°F) in ambiente con temperatura normale 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F); ±0.2 °C al di sotto 35.5 °C o al di sopra 42.0°C (±0.4 °F al di sotto 95.9 °F o al di sopra 107.6 °F)
Display	LCD 3.12 digit con °C
Batteria	Una batteria 1.5V DC. (SR41 o LR41)
Potenza assorbita	0.15 milliwatt in modalità di misura
Durata della batteria	Approssimativamente 1500 misurazioni o 1 anno con 1 o 2 misurazioni al giorno, inclusa la modalità di standby mode.
Dimensioni	17.5cm x 2.1cm x 1.2cm
Peso	Circa 12.8 gr. compresa batteria
Allarme:	Circa suoni bip (bip-bip-bip 10 volte) quando viene raggiunta la temperatura massima
Condizioni operative	Temperatura: 5°C~40°C (41°F~104°F), Umidità: 15%~95%RH; 700~1060 hPa
Condizioni di conservazione e trasporto	Temperatura: -20.0°C~55.0°C (-4.0°F~131.0°F), Umidità: 15%~95%RH; 700~1060 hPa
Classificazione IP	IP 22: protezione da pericoli derivanti da infiltrazioni d'acqua e particelle.
Classificazione di sicurezza	⚠ Parte applicata tipo BF



