



Model: **HP3040A**
HP4060A

- EN** Instruction Manual
- DE** Bedienungsanleitung
- PL** Instrukcja obsługi
- ES** Manual de usuario
- FR** Mode d'emploi
- RU**
- AR** كتيب التعليمات
- FA** دستورالعمل راهنما

www.rossmax.com

Warranty Card <p>This instrument is cover by a 2 year guarantee from the purchase date. The guarantee is valid only on presentation of the guarantee card completed by the dealer confirming date of purchase or the receipt. Opening or altering the instrument invalidates the guarantee. The guarantee does not cover damage, accidents or non-compliance with the instruction manual. Please contact your local seller/dealer or www.rossmax.com.</p>
Customer Name: _____
Address: _____
Telephone: _____ E-mail address: _____
Product Information
Date of purchase: _____
Store where purchased: _____



Manufacturer:
Rossmax Swiss GmbH,
Widnauerstrasse 1, CH-9435 Heerbrugg, Switzerland

AR العربية

مقدمة

شكرا لتراكم لشراء وسادة التنفئة روسماكس ، يرجى الاطلاععلى دليل التعليمات قبل أن تبدأ والحفاظ على تعليمات المستخدم وذلك ليكون هذه المعلومات قريبة كلما كانت هناك حاجة اليها.

معلومات هامة الاحتفاظ بها لاستخدامها في المستقبل

- ليس الغرض من هذا الجهاز الاستخدام الطبي في المستشفيات؛ للاستخدام المنزلي فقط
- لا يجب أي خطر أو حدوث صدمة كهربائية عند استخدام الوسادة، يرجى مراعاة ما يلي
 - لا تستخدمه إذا كان رطبا. إذا أصبحت الوسادة رطبة أو مبللة،يجب تجفيفها تماما قبل الاستخدام.
 - فقط استخدم الوسادة في الغرف الجافة، وليس على سبيل المثال في الحمام.
 - تأكد من أن الوسادة غير تالفة في كل مرة قبل الاستخدام، أي لا تستخدمها إذا كان هناك ضرر مرئي لأي من المفاتيح، والمكونات أو الوسادة نفسها.
 - ممنوع إدخال دبائيس أو أدوات حادة أخرى.
 - لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.
- لا تترك الوسادة في وضع التشغيل بعيدا عن الرقابة. يرجى إطفائه عند مغادرة الغرفة.
- لا تستخدم الوسادة إذا كانت مطوية.
- تجنب تعجيد الوسادة.
- لا تعطي وحدة تحكم ل! لتأكد من أن وظائف التحكم تعمل بشكل صحيح، لا تضعه على أو تحت وسادة التنفئة أو تعطيئه ذلك مع أي شيء آخرى

- اتباع أي بكون الكابل غير مرجح حول مفاتيح التحكم.
- لا تستخدم على شخص غير قادر على الحركة، طفل، شخص حساس للحرارة، أو الحيوانات. لا تدع الأطفال يلعبون مع الجهاز. تأكد أن الأطفال لا تستخدم هذا الجهاز بغير رقابة. وسادة التنفئة قد لا يتم استخدامها من قبل الأطفال دون سن 3 سنوات من العمر لأنها غير قادرة على الاستجابة لارتفاع درجة الحرارة. الأطفال فوق 3 وتحت ٨ سنوات من العمر يجب عدم استخدام هذا الجهاز إلا إذا وضعت تحت إشراف أحد الوالدين؛يكون وضع التنفئة على أدنى درجة الحرارة عند الإعداد.
- هذا الجهاز يمكن استخدامها من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ أو أكثر وقبل الناس الذين خفضت القدرات البدنية والصحية أو العظمية أو الخيرة و / أو المعرفة غير الكافية، شريطة أن يتم الإشراف عليهم أو قد تعلموا تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان ولقد فهموا المخاطر المحتملة.
- لا تستخدم المفراط على درجة عالية يمكن أن يؤدي إلى حروق الجلد.
- وسادة التنفئة هذه يجوز فقط استخدامها جنباً إلى جنب مع وحدة التحكم المحدد في الملصق.
- عندما يكون من المحتمل أن تستخدمه لفترة طويلة، أي قبل النوم ، ينبغي تعديل ضوابط لإعداد الموصى بها للاستخدام المستمر.
- الحصص الجهاز في كثير من الأحيان عن علامات البرق. إذا كان هناك تم إساءة الاستخدام، لا تأكل هناك من إساءة الاستخدام، على علامات الألم أو الضرر أو الجهاز، الرجاء الاتصال بالشركة المصنعة أو الوكيل المعتمد قبل أي إستخدام.
- في حالة تلف كابل الطاقة، يجب أن تبذل من قبل الشركة المصنعة، وهي الوكيل المعتمد لتجنب أي مخاطر.
- لا تحاول فتح أو إصلاح الجهاز بنفسك. أدوات خاصة مطلوبة لإعادة تجميع الجهاز
- تجنب ثقب الوسادة، ولا تعلق دبائيس الأمان أو غيرها من الأشياء دون نيهات مديه أو حادة إلى الوسادة
- هذا الجهاز تنبعث منه مجالات كهربائية ومغناطيسية ضعيفة جدا التي قد تدخل وظيفة جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بك، ولذلك، فإننا ننصح باستشارة الطبيب والشركة المصنعة لجهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بك قبل استخدام هذا الجهاز.
- ترك الجهاز يبرد قبل الطي وتخزينها في مكان جاف. لا تضع الأشياء الثقيلة على لمنع التواء.
- يجب عدم وضع مصادر الحرارة، مثل زجاجات المياه الساخنة، ومصنات التنفئة أو ما شابه ذلك، على الوسادة.

كيفية استخدام

- قم بتوصيل الوحدة بمقيس التيار الكهربائي.
- اضغط على زر التشغيل واستعرض درجة الحرارة في الضبط. بعد بضع دقائق سوف تكون قادرا على الشعورالوسادة أكثر دفئا بشكل ملحوظ. إذا كانت تحتاج إلى مزيد درجة الحرارة أعلى من ذلك، اضغط باستمرار زر ❶ اختيار درجة الحرارة ودرجة الحرارة عرض يتدور ١-١ الاختيارات. يوصى بالوضع ١ بالنسبة للاستخدام المستمر
- وسادة الحرارة سوف تعلق تلقائيا وسوف تضيء المؤشر بعد تقريبا. ٩٠ دقيقة من الاستخدام المتواصل. للتبديل إيدته مرة أخرى، اضغط زر ❷ التشغيل ومن ثم العودة إلى درجة الحرارة المطلوبة
- فصل وحدة من مقيس التيار الكهربائي بمجرد الانتهاء من استخدامها.

⚠ **تحذير:** ممنوع استخدام الوسادة من دون غطاء من القماش. تسمح ببعض دوران الهواء بين الوسادة والجلد أثناء الاستخدام.

وسادة الحرارية

قبل تنظيف الوسادة، أفضله عن مأخذ التيار الكهربائي ودعه يبرد لمدة عشر دقائق على الأقل.

- قد تم تجهيز لوحة التنفئة مع كابل للانفصال، أفضل القابس وإزل الكبل من وسادة التنفئة.
- قم بتنظيف الوسادة باستخدام قطعة قماش مبللة ليئة
- لا يتم تخزين الوحدة في مكان نظيف وجاف، وضعها في شكل مسطح بدون غطاء أوي شئى فوفه.

غطاء الوسادة الحرارية

قم بإزالة الوسادة الحرارية من غلافها.

• الغطاء يمكن غسله في الغسالة

⚠ **تحذير**

- تعمل وحدة التحكم عرضة للبلل.
- لا تستخدم أي منظفات أو مذيبات لأنها قد تؤدي إلى تلف الجهاز.
- لا تجعل وحدة التحكم تحت الماء، وإلا الرطوبة قد يدخل وتسبب أضرارا.
- قم بتجفيف الوسادة وغطائها النسيجي تماما قبل تشغيله مرة أخرى.
- لا يجوز جعل التنظيف والسيالة من قبل الأطفال دون إشراف. الموديل HPT٠٤٠A / HP٤٠٦٠A Hz ٥٠ V AC ٢٤٠-٢٢٠ watts ١٠٠ ٩٠ دقيقة تقريبا.
- التيار الكهربائي الناتج الحرارة إيقاف تلقائي
- حالة التشغيل تستخدم فقط في الغرف الجافة
- يجب وضعها مسطحة ونظيفة وجافة الأبعاد ٣٠ X ٤٠ سم / ٤٠ X ٦٠ سم

تفسير الرموز

	قراءة التعليمات		لا تستعمل مبيض
	ممنوع إدخال الدبائيس		لا تعثر الجافة
	تستخدم مطوية أو مجعدة		لا يكرى
	الإيجوز استخدامها من قبل الأطفال الصغار جدا (٢ سنوات)		لا تستخدم التنظيف الجاف
	يزنمخ المسيل المعادي الاصطناعي ٤٠ درجة مئوية		تحذير من مخاطر الإصابة أو المخاطر الصحية
	لا يغسل لآ		

FA فارسی

معرفی

از تصمیع شما برای خرید پد گرمایشی رزمکس متشکرم. لطفا برای استفاده از دستگاه راهنمای دستورالعمل را مطالعه نمایید و در حفظ آن دقت نمایید تا هرگاه به اطلاعات آن نیاز داشتید در دسترس باشد.

اطلاعات مهم ضروری برای استفاده در آینده

- این دستگاه برای استفاده پزشکی در بیمارستان ها نمی باشد. فقط برای استفاده در منزل است.
- برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی یا شوک الکتریکی لطفا (اطلاعات) ذیل را مطالعه نمایید.
- در صورت خیس بودن استفاده نکنید. اگر بد مرطوب یا خیس شده است ، آن را کاملا قبل از استفاده خشک نمایید.
- پد را فقط در جاهای خشک استفاده نمایید. به طور مثال در حمام استفاده نشود.
- هر بار پیش از استفاده پد را چک کنید تا سالم باشد. به طور مثال در صورت مشاهده خرابی روی پد، کنترل دستی، کنید،هاوشاخه و یا خود پد از استفاده از دستگاه خودداری کنید.
- از وارد کردن سنجاق،سوزن و یا هر شیئی نوک تیز خودداری کنید
- برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد.
- پد گرمایشی روشن را بدون نظارت ترک نکنید . هنگامی که اتاق را ترک می کنید پد گرمایشی را خاموش نمایید.
- پد را به صورت تا شده استفاده نکنید.
- از مجاهله و چروک کردن پد خودداری کنید.
- کنترل را داخل پوشش قرار ندهید. برای اطمینان از صحیح کار کردن کنترل آن را رو یا زیر پد گرمایشی قرار ندهید و یا آن را با اشیا دیگر نپوشانید.
- کابل نباید دور کنترل دستی پیچیده شود.

• دستگاه برای افراد دارای توانای حرکتی، کودکان،افراد غیرحساس به گرما و حیوانات نباید استفاده شود. از بازی کردن کودکان با دستگاه جلوگیری نماید.

کودکان نباید بدون مراقبت از دستگاه استفاده کنند. به دلیل عدم توانایی واکنش کودکان زیر ٣ سال به گرمای بیش از حد، استفاده از این پد برای این رده سنی ممنوع است. کودکان بین ٣ تا ٨ سال نیاز نباید از دستگاه استفاده کنند مگر اینکه تحت مراقبت والدین و یا یک ناظر بوده و درجه حرارت بر روی کمترین دما تنظیم شده باشد. (حالت ١).

افراد اسال به بالا، افراد کم توان جسمی،حسی و ذهنی، افراد بدون تجربه و یا دانش کافی می توانند از این دستگاه استفاده نمایند به شرطی که تحت نظر یک فرد بوده و یا طرز استفاده صحیح و ایمن دستگاه را فرا گرفته باشند و از خطرات ناشی از آن آگاه باشند.

استفاده بیش از حد در حالت نمای بالا میتواند منجر به سوختگی های پوستی شود.

• این پد گرمایشی تنها با کنترلی که بر روی پرچسب مشخص شده است باید کار کند.

• زمانی که احتمال دارد دستگاه برای مدت طولانی تری استفاده شود ، مثلا زمانی که فرد ممکن است به خواب رود، کنترل باید روی حالت پیشنهادی برای کارکرد مداوم تنظیم شود.

• دستگاه را مدام برای نشانه های خرابی ،خوردگی و ساییدگی چک کنید.اگر نشانه هایی از خرابی خوردگی و یا ساییدگی وجود دارد و یا دستگاه اشتباه استفاده شده است،قبل از هرگونه استفاده بعدی لطفا با سازنده یا نماینده مجاز وی تماس حاصل نمایید.

• اگر کابل برق دچار خرابی شده است باید توسط سازنده محصول و یا نماینده مجاز وی جایگزین شود تا از هرگونه خطری جلوگیری شود.

• مشخصا برای باز کردن و یا تعمیر دستگاه اقدام نکنید. ابزار و لوازم مخصوصی برای جمع بندی دوباره دستگاه مورد نیاز است.

• به هیچ عنوان سنجاق قطبی به پد وصل نکنید و یا اشیا نوک تیز را در آن فرو نکنید.

این دستگاه میدان های بسیار ضعیف الکتریکی و مغناطیسی ساطع می کند که ممکن است دستگاه ضریبان ساز قلب شما را مختل نماید. لذا توصیه میشود قبل از استفاده از این دستگاه با پزشک معالج خود و سازنده دستگاه ضریبان ساز قلب خود مشورت نمایید.

• (بعد از استفاده از دستگاه) اجازه دهید دستگاه خنک شود و سپس برای تا کردن و نگهداری در یک مکان خشک اقدام نمایید. از قرار دادن اجسام سنگین روی دستگاه برای جلوگیری از خم شدن خودداری نمایید.

• منابع گرما نظیر بطری آب گرم، پدهای گرمایشی و نظیر آن نباید روی پد قرار داده شوند.

روش استفاده

• دوشاخه دستگاه را به منبع برق(پریز) وصل کنید.

• دکمه روشن/خاموش را فشار ❷ داده و دما را در حالت شماره ١ نمایش دهید. بعد از چند دقیقه گرم تر شدن پد را به صورت قابل توجهی حس خواهید کرد. اگر به دمای بالاتری نیاز دارید ، مرتباً دکمه انتخاب حالت دما را فشار دهید ❸ . دمای نمایش داده شده از حالت شماره ٤ تا حالت شماره ٤ به صورت چرخشی تغییر می کند.تعليمات١ (برای استفاده مداوم توصیه می شود.

پس از حدود ٩٠ دقیقه استفاده بدون وقفه، پد گرمایشی به صورت خودکلا خاموش و چراغ مشخص کننده خاموش شدن خودکار روشن می گردد. ٣٠ برای روشن نمودن مجدد، دکمه آن/باف را فشار دهید ❶ . سپس به حالت دلخواه دما برید.

پس از استفاده از دستگاه آن را از منبع تغذیه جدا کنید.

⚠ **اخطار:** هرگز پد را بدون روکش پارچه استفاده نکنید. اجازه دهید مقداری جریان هوا بین پد و پوست بدن در هنگام استفاده برقرار باشد.

نگهداری و تمیز کردن












پد گرمایشی

- قبل از پاک کردن پد، آن را از منبع تغذیه خروجی جدا کرده و اجازه دهید حداقل ١٠ دقیقه خنک شود.
- پد گرمایشی مجهز به یک کابل جدا شونده است.دوشاخه را جدا کرده و کابل را از پد گرمایشی جدا نمایید.
- پد را با استفاده از یک پارچه نرم و مرطوب تمیز کنید.
- دستگاه را در محل تمیز و خشک نگهداری کنید. باید به صورت کاملا صاف پهن شده و هیچگونه وسیله یا پوششی روی آن نباشد.
- روکش پد گرمایشی**
- پد گرمایشی را از روکش آن جدا سازید.
- روکش را می توانید توسط ماشین لباسشویی بشوید.
- ⚠ **اخطار**
- اجازه ندهید که کنترل خیس شود.
- از هیچگونه پاک کننده و یا حلال برای پاک کردن استفاده نکنید. ممکن است به دستگاه آسیب برساند.
- هیچگاه کنترل را زیر پر قرار ندهید. درغیر ایضورت امکان ورود رطوبت و خرابی وجود دارد.
- پد و روکش پارچه ای آن را قبل از روشن نمودن، مجدد خشک نمایید.
- تمیز کردن و نگهداری نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.

اطلاعات فنی

مدل	HP٣٠٤٠A / HP٤٠٦٠A
منبع تغذیه	Hz ٥٠ V AC ٢٤٠-٢٢٠
خرش گرمای	watts ١٠٠
دقیقه	٩٠ دقیقه
وضعت عملیاتی	تنها در فضاهای خشک استفاده شود
وضعت ذخیره	به صورت صاف،تمیز و خشک پهن شود
ابعاد	٣٠ سانتی متر × ٤٠ سانتی متر / ٤٠ سانتی متر × ٦٠ سانتی متر

شرح نمادها

	دستورالعمل را بخوانید		از سفیدکننده استفاده نکنید
	از المصاق سنجاق یا سوزن خودداری کنید		برای خشک کردن تشک از تکان دادن آن خودداری کنید.
	در حالت نشدنه یا جمع شده استفاده نکنید		توکشی نکنید
	استفاده برای افراد ٣ سال و پایین تر ممنوع		خشکشویی نکنید
	به آرامی یا دمای ٤٠ درجه بشوید.		اخطار: احتمال ریسک آسیب دیدن یا به مخاطره افتادن سلامتی وجود دارد
	تستشتر ممنوع		

AR

- تغطية النسيج - قابلة للنقل وآلة قابل للغسل
- وسادة المتحكم
- زر اختيار درجة الحرارة
- مفتاح التشغيل
- روکش پارچه ای — قابل جداسازی و شستشو با ماشین لباسشویی
- پد
- زر کنترل
- دکمه انتخاب سطح دما
- دکمه روشن/خاموش
- Materiał pokrowca – zdejmowany, można prać w pralce
- Poduszka
- Sterownik
- Przycisk wyboru temperatury
- Przycisk włącz/wyłącz

FA

- روکش پارچه ای — قابل جداسازی و شستشو با ماشین لباسشویی
- پد
- زر کنترل
- دکمه انتخاب سطح دما
- دکمه روشن/خاموش
- Materiał pokrowca – zdejmowany, można prać w pralce
- Poduszka
- Sterownik
- Przycisk wyboru temperatury
- Przycisk włącz/wyłącz

RU

- Тканевый чехол - съемный, подлежит машинной стирке
- Грелка
- Регулятор
- Кнопка выбора температуры
- Кнопка ВКЛ / ВыклЛ
- Materiał pokrowca – zdejmowany, można prać w pralce
- Poduszka
- Sterownik
- Przycisk wyboru temperatury
- Przycisk włącz/wyłącz

PL

- Roکش پارچه ای — قابل جداسازی و شستشو با ماشین لباسشویی
- پد
- زر کنترل
- دکمه انتخاب سطح دما
- دکمه روشن/خاموش
- Materiał pokrowca – zdejmowany, można prać w pralce
- Poduszka
- Sterownik
- Przycisk wyboru temperatury
- Przycisk włącz/wyłącz

RU

- Тканевый чехол - съемный, подлежит машинной стирке
- Грелка
- Регулятор
- Кнопка выбора температуры
- Кнопка ВКЛ / ВыклЛ
- Materiał pokrowca – zdejmowany, można prać w pralce
- Poduszka
- Sterownik
- Przycisk wyboru temperatury
- Przycisk włącz/wyłącz

RU

- Тканевый чехол - съемный, подлежит машинной стирке
- Грелка
- Регулятор
- Кнопка выбора температуры
- Кнопка ВКЛ / ВыклЛ
- Materiał pokrowca – zdejmowany, można prać w pralce
- Poduszka
- Sterownik
- Przycisk wyboru temperatury
- Przycisk włącz/wyłącz

RU Русский Язык

Введение

Благодарим Вас за то,что приобрели электрогрелку Rossmax.Пожалуйста, прочтите данное руководство по эксплуатации перед первым использованием. Сохраните данное руководство,чтобы нужная информация была всегда под рукой в случае необходимости.

- Это устройство не предназначено для медицинского применения в больницах; только для домашнего использования
- Во избежание поражения электрическим током при использовании электрогрелки, пожалуйста, соблюдайте следующие условия
 - Не используйте во влажном состоянии. Если электрогрелка стала влажной или мокрой, полностью высушите электрогрелку перед использованием
 - Используйте электрогрелку только в сухих помещениях, а не, например, в ванной комнате.
 - Необходимо проверить, что электрогрелка не повреждена каждый раз перед использованием, то есть не использовать ее, если есть видимые повреждения пульта управления, выключателя, вилки или самой электрогрелки.
 - Не вставляйте булавки или другие острые предметы.
- Чтобы избежать перегрева
 - Не оставляйте электрогрелку включенной без присмотра; отключайте ее, когда вы покидаете комнату
 - Не используйте электрогрелку в сложенном состоянии
 - Избегайте сминания электрогрелки
 - Не закрывайте регулятор! Чтобы убедиться, что функции регулятора работают правильно, не помещайте его на или под грелку, также не накрывайте его другими объектами
 - Кабель не должен быть намотан вокруг пульта управления
- Не позволяйте использовать устройству человеку, неспособному к движению, ребенку, человеку, не чувствительному к теплу или животным. Не позволяйте детям играть с устройством
- Убедитесь , чтобы дети не могли использовать данное устройство без присмотра. Эту электрогрелку не должны использовать дети в возрасте до 3 лет, поскольку они не в состоянии правильно отреагировать на перегрев. Дети старше 3 и до 8 лет не могут использовать это устройство, если родители или опекун не установит регулятор на самый низкий уровень температуры 1




• Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и более, а также людьми, у которых ограничены физические, сенсорные или умственные способности, или недостаточно опыта и/или знаний, если они находятся под контролем, или получили инструкции о том, как безопасно использовать устройство, и поняли вытекающие из этого опасности

- Чрезмерное применение при высоких температурных значениях может привести к ожогам кожи
- Данную электрогрелку можно использовать только в сочетании с регулятором, указанным на этикетке
- Если устройство может быть использовано в течение длительного периода, то есть во время сна пользователя, необходимо установить параметры, которые рекомендуются для непрерывной работы.
- Необходимо постоянно проверять устройство на наличие признаков износа или повреждений. Если имеются признаки износа, повреждений или устройство использовалось не по назначению, пожалуйста, обратитесь к производителю или уполномоченному агенту до любого дальнейшего использования

• Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, уполномоченным агентом для того, чтобы избежать каких-либо опасностей

- Не пытайтесь открывать или ремонтировать устройство самостоятельно. Необходимы специальные инструменты, чтобы повторно собрать устройство
- Не прокалывайте и не втыкайте булавки или другие колючие, или острые предметы в электрогрелку
- Это устройство испускает очень слабые электромагные и магнитные поля, которые могут нарушить функцию вашего кардиостимулятора. Поэтому, мы рекомендуем Вам проконсультироваться с врачом и изготовителем вашего кардиостимулятора, прежде чем использовать данное устройство
- Разрешите устройству остыть перед складыванием и храните его в сухом месте. Не ставьте на него тяжелые предметы, чтобы предотвратить деформацию
- Тепловые источники, такие как бутылки с горячей водой, грелки или подобное, не должны быть размещены на электрогрелке

Правила использования

- Подключите устройство в розетку
- Нажмите кнопку ВКЛ/ВыклЛ  : температура начнет отображаться на настройке 1. Через несколько минут вы сможете почувствовать, что электрогрелка стала заметно теплее. Если вам требуется более высокое значение температуры, нажмите кнопку выбора температуры  , отображаемое значение температуры начнет двигаться от 1 до 4. Настройка 1 рекомендуется для постоянного использования.
- Электрогрелка выключается автоматически.Через 90 минут непрерывного использования - загорится светодиодный индикатор. Для повторного включения нажмите кнопку включения/выключения  , а затем установите необходимые настройки температуры.
- Отключите устройство от розетки, когда вы закончите его использования.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**Никогда не используйте электрогрелку без тканевого чехла.Позвольте циркулировать воздуху между грелкой и кожей во время использования.

Очистка и техническое обслуживание

Электрогрелка

- Перед очисткой электрогрелки, отключите ее от сетевой розетки и дайте ей остыть в течение не менее десяти минут.

- Электрогрелка оснащена съемным кабелем, отсоедините вилку и выньте кабель из электрогрелки.
- Очистите электрогрелку с помощью мягкой влажной ткани.
- Храните устройство в чистом и сухом месте, на твердой и ровной поверхности. Ничего не кладите сверху.












Чехол электрогрелки

- Снимите чехол с электрогрелки.
- Чехол можно стирать в стиральной машине.
- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
- Не позволяйте регулятору намокнуть.
- Не используйте моющие средства или растворители, так как они могут повредить устройство.
- Никогда не держите регулятор под водой. В противном случае может попасть влага и вызвать повреждения.
- Полностью осушите электрогрелку и ее тканевый чехол перед повторным использованием.
- Очистка и техническое обслуживание не должны проводиться детьми без присмотра.

Техническая характеристика

Модели	: HP3040A / HP4060A
Электропитание	: 220-240 В AC 50 Гц
Тепловая мощность	: 100 Вт
Автоматический переключатель	: Автоматический переключатель
Условия эксплуатации	: использовать только в сухих помещениях
Условия хранения	: Хранить на ровной, чистой и сухой поверхности
Размеры	: 30 x 40 cm / 40 x 60 cm

Объяснение символов

	Прочитайте инструкцию		Отбеливание запрещено
	Не вставляйте булавки		Не сушить в сушке
	Не используйте в скрученном или сложенном состоянии		Не гладить
	Не для использования очень маленькими детьми (0-3 года)		Не подвергать химической чистке
	40°C обычная программа стирки		Предупреждение о рисках травмирования или опасностях для Вашего здоровья
	Не мыть		




Diagrama de la almohadilla de calentamiento con los botones de control.

EN English

Introduction

Thank you for your decision to purchase Rossmax heating pad. Please peruse this instruction manual prior to first start up and carefully keep this user instruction so as to have this information on hand whenever it is needed.

Important information retain for future use

- This device is not intended for medical use in hospitals; for household use only.
- To avoid any risk of electric shock when using the pad, please observe the following:
 - Do not use if wet. If the pad has become damp or wet, completely dry the pad before use.
 - Only use the pad in dry rooms, not e.g. in the bathroom.
 - Check that the pad is undamaged each time before use, i.e. do not use it if there is visible damage to the hand control, switches, plug or the pad itself.
 - Do not insert pins or other sharp objects.

- To avoid overheating:
 - Do not leave the pad switched on unsupervised; switch it off when you leave the room.
 - Do not use the pad while folded.
 - Avoid creasing the pad.
 - Do not cover the controller! To ensure that the controller functions correctly, do not place it on or under the heating pad or cover it with other objects.
 - The cable should not be wound around the hand control.

- Do not use on a person incapable of movement, a baby, a person insensitive to heat, or animals. Do not let children play with the device.

- Ensure that children do not use this device unsupervised. This heating pad may not be used by children under 3 years old as they are unable to respond to overheating. Children above 3 and under 8 years of age must not use this device unless a parent or guardian has set the control to the lowest temperature setting 1.

- This device may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been instructed on how to use the device safely and have understood the resulting dangers.

- Excessive application at a high setting can result in skin burns.
- This heating pad may only be used in conjunction with the controller specified on the label.
- When the device is likely to be used for an extended period, i.e. by the user falling asleep, controls should be adjusted to a setting recommended for continuous use.
- Examine the device frequently for signs of wear or damage. If there are signs of wear or damage or the device has been misused, please contact the manufacturer or authorized agent prior to any further use.

- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized agent in order to avoid any hazards.

- Do not attempt to open or repair the device yourself. Special tools are required to re-assemble the device.
- Neither pierces the pad with, nor attaches safety pins or other spiky or sharp objects to the pad.
- This device emits very weak electrical and magnetic fields which may disturb the function of your cardiac pacemaker. Therefore, we recommend you to consult your physician and the manufacturer of your cardiac pacemaker before using this device.

- Allow the device to cool down before folding and storing it in a dry place. Do not place heavy objects on it to prevent buckling.
- Heat sources, such as hot water bottles, heating pads or similar, must not be placed on the pad.

How to use

- Plug the unit into the mains outlet.
- Press ⏻ and display the temperature at 1 setting. After a few minutes you will be able to feel the pad getting noticeably warmer. If you require a higher temperature setting, continuously press ⏻ and the displayed temperature circulates from 1 to 4 selections. Setting 1 is recommended for continuous use.
- The heating pad will switch off automatically and LED indicator will light up after approx. 90minutes of continuous use. To switch it back on again, Press ⏻ and then back to the desired heat setting.
- Unplug the unit from the mains outlet once you have finished using it.

- WARNING:** Never use the pad without the fabric cover. Allow some air circulation between the pad and skin during use.

Cleaning and maintenance

Heating pad

- Before cleaning the pad, unplug it from the mains outlet and let it cool down for at least ten minutes.
- The heating pad is equipped with a detachable cable, disconnect the plug and remove the cable from the heating pad.
- Clean pad by using a soft damp cloth.
- Store the unit in a clean and dry place, laid out flat with nothing covering or resting on top of it.

Heating pad cover

- Remove the heating pad from its cover.
- The cover can be machine washed.

⚠️ WARNING

- Do not allow controller to get wet.
- Do not use any detergents or solvents as they may damage the device.
- Never hold the controller under water. Otherwise moisture may enter and cause damage.
- Dry the pad and its fabric cover completely before switching it on again.
- Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.

Technical Data

Model	: HP3040A / HP4060A
Power Supply	: 220-240 V AC 50 Hz
Heat output	: 100 watts
Auto switch off	: approx. 90 mins
Operating condition	: Only use in dry rooms
Storage condition	: Laid out flat, clean and dry
Dimensions	: 30 x 40 cm / 40 x 60 cm

Explanation of symbols

📖 Read the instructions	⚠️ Do not bleach
🚫 Do not insert pins	🚫 Do not tumble dry
🚫 Do not use folded or rucked	🚫 Do not iron
🚫 Not to be used by very young children (0-3 year).	🚫 Do not dry - clean
🧺 40°C normal washing program	⚠️ WARNING: Warning of risks of injury or health hazards.
🚫 Do not wash	

ES

- Cubierta textil Desmontable y lavable a máquina
- Almohadilla
- Controladora
- Botón selección de temperatura
- Botón puesta en marcha

DE

- Weicher Stoffbezug – abnehmbar und maschinenwaschbar.
- Heizkissen
- Wärmerегler
- Temperaturwahl-Taste
- ON/OFF Knopf

ES Español

Introducción

Gracias por su decisión de comprar la almohadilla Rossmax. Por favor lea atentamente estas instrucciones antes de su primera puesta en funcionamiento y guarde estas instrucciones cuidadosamente para poder disponer de esta información siempre que le sea necesario.

Información importante. Consérvela para uso posterior

- Este dispositivo no esta previsto para uso médico hospitalario. Uso doméstico exclusivamente.
- Para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica durante el uso de la almohadilla, por favor asegúrese de seguir las siguientes indicaciones:
 - No use si está húmedo. Si la almohadilla se ha mojado o está húmeda asegúrese de secarla completamente antes de su uso.
 - Solo use la almohadilla en entornos secos. Por ejemplo no la use en cuartos de baño
 - Compruebe que la almohadilla no tiene ningún desperfecto antes de su uso. Por ejemplo, no la use si observa algún daño en la controladora, en los interruptores, el enchufe o la almohadilla
 - No inserte agujas ni ningún objeto punzante
- Para evitar sobrecalentamientos
 - No deje la almohadilla conectada sin supervisión. Desconéctela cuando usted deje la habitación
 - No use la almohadilla doblada
 - Evite formar dobleces extremas
 - No cubra la controladora. Para asegurar que la controladora funciona correctamente, no la coloque sobre o bajo la almohadilla. Asimismo asegúrese de que no quede cubierta por otros objetos
 - El cable no debe ser enrollado alrededor de la controladora

- No la use en personas con movilidad reducida, en bebés, en personas insensibles al calor o en animales. No deje que los niños jueguen con el dispositivo
- Asegúrese de que los niños no usen este dispositivo sin supervisión. Esta almohadilla no debe ser usada por niños menores de 3 años ya que podrían no reaccionar a sobrecalentamientos. Los niños entre 3 y 8 años no deben usar este dispositivo sin que un adulto responsable haya ajustado la temperatura al mínimo nivel posible (1)
- Este dispositivo puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con habilidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con experiencia y/o conocimientos inadecuados siempre y cuando sean supervisados o hayan sido instruidos adecuadamente en el uso correcto y seguro y hayan entendido los peligros inherentes a su uso.
- Un uso excesivo puede llegar a causar quemaduras
- Esta almohadilla solo puede ser usada junto a la controladora especificada en su etiqueta
- Cuando esté previsto su uso por un tiempo prolongado (por ejemplo cuando es posible que el usuario quede dormido), la controladora debería ser ajustada a un nivel recomendado para un largo uso
- Examine el dispositivo con frecuencia para controlar que no haya ningún daño. Si observa algún desperfecto, desgaste, o mal uso, por favor contacte con el fabricante o con el agente autorizado antes de volver a usar.

- Si el cable sufre daños, solo puede ser reemplazado por el fabricante o agente autorizado para evitar poder evitar cualquier riesgo
- No intente abrir o reparar el dispositivo usted mismo. Se necesitan herramientas especiales para poder volver a montar el dispositivo.
- No perforo la almohadilla, no use imperdibles o cualquier tipo de elementos punzantes o afilados con la almohadilla
- Este dispositivo emite un ligero campo electromagnético que podría alterar el correcto funcionamiento de su marcapasos. Por ese motivo se recomienda que consulte con su doctor y/o con el fabricante de su marcapasos antes de usar esta almohadilla
- Permita que el dispositivo se enfríe antes de doblarlo y guardarlo en un lugar seco. No coloque objetos pesados sobre el para evitar deformaciones
- No deben colocarse fuentes de calor como botellas de agua caliente, otras almohadillas o similares sobre la almohadilla

Como usar

- Conecte la unidad a la corriente
- Presione el botón ⏻ de puesta en marcha y ajuste la temperatura al nivel 1. Después de unos minutos podrá observar un incremento de temperatura notable. Si necesita una juste de temperatura mas elevado, puede ir presionando el botón ⏻ de selección de temperatura. Los niveles irán seleccionándose de modo correlativo del 1 al 4. La posición 1 se recomienda para un uso continuado.
- La almohadilla se desconectará automáticamente y el indicador LED se iluminará después de aproximadamente 90 minutos de uso continuado. Para volver a poner en marcha, presione el botón ⏻ de puesta en marcha y vuelva a ajustar el nivel de calor deseado.
- Desconecte la unidad de la corriente una vez haya acabado de utilizarla .

- AVISO:** No use nunca la almohadilla sin su cubierta textil. Permita que el aire pueda circular entre la piel y la almohadilla durante su uso.

Limpieza y mantenimiento

Almohadilla

- Antes de limpiar la almohadilla, desconecte la unidad de la corriente y permita que se enfríe al menos durante 10 minutos
- La almohadilla está equipada con un cable desconectable. Desconecte de la corriente y de la almohadilla
- Limpie la almohadilla con un trapo suave ligeramente húmedo
- Guarde la unidad en un lugar limpio y seco. Pongalo plano y no deposite objetos sobre ella

Cubierta de la almohadilla

- Separe la almohadilla de su cubierta
- La cubierta puede ser lavada a máquina

⚠️ AVISO:

- No permita que la controladora se moje o humedezca
- No use ningún disolvente o detergente ya que podría dañar el dispositivo
- Nunca ponga la controladora bajo el agua ya que causaría daños irreparables
- Seque completamente la almohadilla antes de volver a ponerlo en marcha
- La limpieza y mantenimiento no deberían ser realizados por niños sin supervisión

Datos técnicos

Modelo	: HP3040A / HP4060A
Alimentación	: 220-240 V AC 50 Hz
Emisión de calor	: 100 watts
Auto apagado	: approx. 90 mins
Condiciones de funcionamiento	: Use solo en entornos secos
Condiciones de almacenamiento	: Extendida plana, limpia y seca
Dimensiones	: 30 x 40 cm / 40 x 60 cm

Explicación de los símbolos

📖 Lea las instrucciones

⚠️ No usar lejía

🚫 No use alfileres	🚫 No usar secadora
🚫 No use doblada	🚫 No planchar
🚫 No debe ser usada por niños de menos de 3 años	🚫 No limpieza en seco
🧺 40°C programa normal	⚠️ Aviso de riesgo, daños o peligros para la salud
🚫 No lavar	

Logo de reciclaje

DE Deutsch

Einführung

Danke, dass Sie sich entschieden haben ein Rossmax Heizkissen zu kaufen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme und bewahren Sie diese sorgfältig auf, so dass Sie diese Informati-onen bei gebrauch sofort bereit haben.

Wichtige Informationen, bitte für späteren Gebrauch aufbewahren

- Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Gebrauch in Krankenhäusern gedacht: Nur für den häuslichen Gebrauch.
- Zur Vermeidung von Elektroschocks bei der Anwendung beachten Sie bitte Folgendes
 - Kissen nicht in nassem Zustand verwenden. Feuchte oder nasse Kissen müssen vor der Verwendung vollständig getrocknet werden.
 - Nur in trockenen Räumen verwenden, z.B. nicht im Badezimmer.
 - Vor jeder Verwendung des Kissens sicherstellen, dass dieses nicht beschädigt ist. Bei sichtbarer Beschädi-gung von Wärmeregler, Schalter, Stecker oder Kissen darf dieses nicht verwendet werden.
 - Keine Sicherheitsnadeln oder andere scharfe/spitze Objekte anbringen.
- Vermeidung von Überhitzung:
 - Eingeschaltetes Kissen nicht unbeaufsichtigt lassen. Schalten Sie es aus, wenn Sie den Raum verlassen.
 - Kissen nicht in gefaltetem Zustand verwenden.
 - Kissen nicht verknittern.
 - Wärmerегler nicht abdecken! Um eine korrekte Funktion des Wärmereglers zu gewährleisten, darf dieser weder auf oder unter das Heizkissen gelegt, noch mit anderen Gegenständen zugedeckt werden.
 - Das Kabel sollte nicht um den Wärmeregler gewickelt werden.

- Nicht für gelähmte Menschen, Babys, besonders hitzeunempfindliche Personen oder Tiere geeignet. Las-sen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen. Kinder unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht verwenden, ausser ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter hat den Wärmeregler auf die niedrigste Temperaturstufe 1 eingestellt.

- Kinder ab 8 Jahren und darüber und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen dürfen dieses Gerät benutzen, sofern sie beauf-sichtigt oder im sicheren Umgang mit dem Gerät geschult wurden und die daraus resultierenden Gefah-ren verstanden haben.
- Dauerhafte Anwendung bei hoher Wärmeeinstellung kann zu Verbrennungen führen.
- Das Heizkissen darf nur in Verwendung mit dem dazu spezifischen Wärmeregler gem. Etikette in Betrieb genommen werden.

- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum eingeschaltt bleibt, z. B. wenn der Benutzer einschläft, dann sollte mit dem Wärmeregler die Einstellungen für den Dauerbetrieb gewählt werden.
- Das Gerät öfters auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen. Wenn Anzeichen für Abnutzung / Beschä-digung existieren oder das Gerät unsachgemäis verwendet wurde, kontaktieren Sie bitte, vor der erneuten Verwendung, den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.
- Weist das Netzkabel Beschädigungen auf, ist es durch den Hersteller, einen autorisierten Fachhändler oder eine entsprechend qualifizierte Person auszutauschen, um jede Gefährdung zu vermeiden.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selber zu öffnen oder zu reparieren. Zum Wiederausammenbau des Geräts sind Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Keine Sicherheitsnadeln oder andere scharfe/spitze Objekte anbringen.
- Von diesem Gerät gehen sehr schwache elektrische und magnetische Felder aus, die eventuell die Funkti-on Ihres Herzschrittmachers beeinträchtigen könnten. Deshalb empfehlen wir Ihnen, Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers vor der Benutzung des Geräts zu konsultieren.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es falten und an einem trockenen Ort aufbewahren. Legen Sie keine schweren Gegenstände darauf, um Knickungen zu vermeiden.
- Wärmequellen, wie Wärmflaschen, Heizkissen oder ähnliches sollten nicht auf das Kissen gelegt werden.

Benutzung

- Schliessen Sie das Gerät an die Steckdose an.
- Drücken Sie die ON / OFF-Taste ⏻ und Anzeige der Temperatur, bei der 1. Einstellung Nach einigen Mi-nuten werden Sie die langsame Erwärmung des Heizkissens spühren. Wenn Sie eine höhere Temperatur einstellen wollen, drücken Sie kontinuierlich die Temperaturwahl-Taste ⏻ und die angezeigte Temperatur zirkuliert von 1-4 der Wärmestufen. Bei längerem Gebrauch wird empfohlen, die Stufe 1 zu verwenden.
- Nach ca. 90 Minuten im Dauerbetrieb schaltet sich das Heizkissen automatisch aus. Die Kontrolllampe blinkt bis zur Neueinstellung oder Ausschaltung. Um die Zeitschaltuhr zurückzusetzen und eine neue ein-zuleiten, drücken den ON/OFF Knopf ⏻ und wählen Sie die gewünschte Wärmestufe aus.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es nicht mehr benutzen.

- WARNING:** Verwenden Sie das Heizkissen niemals ohne den Stoffbezug. Stellen Sie sicher, dass wäh-rend der Anwendung etwas Luft zwischen Heizkissen und Haut zirkulieren kann.

Reinigungs-Anleitung

Heizkissen

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz und lassen Sie es für min. 10 min. abkühlen.
- Das Heizkissen ist mit einem abnehmbaren Kabel ausgerüstet, ziehen Sie den Stecker und ziehen Sie das Kabel aus dem Heizkissen.
- Das Heizkissen kann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, trockten Ort, flach ausgebreitet ohne Gegenstände auf es zu legen.

Stoffbezug für das Heizkissen

- Entfernen Sie das Heizkissen vom Stoffbezug.
- Der Stoffbezug ist maschinenwaschbar.

⚠️ WARNING

- Der Wärmeregler darf nicht nass werden.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, denn diese könnten das Gerät beschädigen.
- Halten Sie den Wärmeregler keinesfalls ins Wasser. Feuchtigkeit könnte eindringen und den Wärmeregler beschädigen.
- Trocknen Sie das Heizkissen und den Stoffbezug vor der erneuten Verwendung vollständig.
- Der Reinigungsprozess darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Technische Daten

Model	: HP3040A / HP4060A
Netzteil	: 220-240 V AC 50 Hz
Heizleistung	: 100 Watt
Automatische Abschaltung	: Ca. 90 Minuten
Betriebszustand	: Nur in trockenen Räumen verwenden
Aufbewahrungsbedingungen	: Flach auslegen, sauber und trocken
Abmessungen	: 30 x 40 cm / 40 x 60 cm

Erklärung der Symbole

📖 Lesen Sie die Gebrauchsanweisung	🚫 Bleichen nicht erlaubt
🚫 Stecken Sie keine Nadeln rein	🚫 Nicht im Trockner trocknen
🚫 Nicht falten	🚫 Nicht bügeln
🚫 Nicht in die Hände von sehr jungen Kindern geben (0-3 Jahre)	🚫 Nicht chemisch reinigen
🧺 40°C normaler Waschgang	⚠️ Warnung vor Verletzungen, Risi-ken oder Gesundheitsgefahren
🚫 Darf nicht gewaschen werden	

FR Français

Introduction

Merci pour votre décision d’acheter un coussin chauffant Rossmax, veuillez lire ce manuel d’instructions avant de commencer la mise en place et conserver ces instructions utilisateur avec précaution afin d’avoir de les avoir à portée de main chaque fois que cela est nécessaire.

Conserver ces informations importantes pour une utilisation future

- Cet appareil n’est pas destiné à un usage médical à l’hôpital ; pour utilisation domestique seulement.
- Pour éviter tout risque d’électrocution en utilisant le coussin, veiller à respecter les consignes suivantes.
 - Ne pas l’utiliser s’il est humide. Si le coussin est devenu humide ou mouillé, le sécher complètement avant utilisation.
 - N’utiliser le coussin que dans une pièce sèche, et non par exemple dans une salle de bain.
 - Vérifier que le coussin n’est pas endommagé avant chaque utilisation, c’est à dire ne pas l’utiliser s’il pré-sente des dommages visibles au niveau de la commande manuelle, des commutateurs, de la prise ou du coussin lui-même.
 - Ne pas insérer d’aiguille ni d’autre objet tranchant.

- Pour éviter la surchauffe.
 - Ne pas laisser le coussin allumé sans surveillance ; l’éteindre lorsque vous quittez la pièce.
 - Ne pas utiliser le coussin replié.
 - Éviter de froisser le coussin.
 - Ne pas couvrir le contrôleur ! Pour s’assurer que le contrôleur fonctionne correctement, ne pas le placer sur ou sous le coussin chauffant ni le couvrir avec d’autres objets.
 - Le câble ne doit pas être enroulé autour de la commande manuelle.
- Ne pas utiliser sur une personne incapable de mouvement, un bébé, une personne insensible à la chaleur ou des animaux. Ne pas laisser les enfants jouer avec l’appareil.
- Veiller à ce que les enfants n’utilisent pas cet appareil sans surveillance. Ce coussin chauffant ne peut pas être utilisé par des enfants moins de 3 ans, car ils sont incapables de réagir à la surchauffe. Les enfants de plus de 3 et de moins de 8 ans ne doivent pas utiliser cet appareil à moins qu’un parent ou un tuteur ait réglé la commande sur le réglage de la température la plus basse 1.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des gens qui ont des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou une expérience et / ou des connaissances inadéquates, à condition qu’elles soient surveillées ou aient reçu des instructions sur la façon d’utiliser l’appareil en toute sécurité et qu’elles aient compris les dangers en résultant.

- Une application excessive avec un réglage élevé peut provoquer des brûlures de la peau.
- Ce coussin chauffant ne peut être utilisé qu’en conjonction avec le contrôleur indiqué sur l’étiquette.
- Lorsque l’appareil est susceptible d’être utilisé pour une période prolongée, c’est à dire par l’utilisateur qui s’endort, les commandes doivent être ajustées sur un réglage recommandé pour une utilisation continue.
- Examiner si l’appareil présente des signes d’usure ou de dégâts. En cas de signes d’usure ou de dégâts, ou si l’appareil a été mal utilisé, merci de contacter le fabricant ou un agent agréé avant toute utilisation.
- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent agréé afin d’éviter tout danger.
- Ne pas essayer d’ouvrir ou de réparer l’appareil par vous-même. Des outils spéciaux sont nécessaires pour remonter l’appareil.

- Ne pas percer le coussin et ne pas y attacher d’épingles de sûreté ou d’autres objets pointus ou tranchants.
- Cet appareil émet de très faibles champs électriques et magnétiques qui peuvent perturber le fonctionne-ment de votre stimulateur cardiaque. Par conséquent, nous vous conseillons de consulter votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque avant d’utiliser cet appareil.
- Laisser l’appareil refroidir avant de le plier et de le ranger dans un endroit sec. Ne pas placer d’objets lourds dessus afin d’éviter le flambage.
- Les sources de chaleur, comme les bouteilles d’eau chaude, les autres coussins chauffants ou équivalents, ne doivent pas être placées sur le coussin.

Utilisation

- Brancher l’appareil sur une prise secteur.
- Appuyer sur le bouton ON / OFF ⏻ et afficher la température sur le réglage 1. Après quelques minutes, le coussin devient sensiblement plus chaud. En cas de besoin d’un réglage de température plus élevé ⏻, appuyer continuellement sur le bouton de sélection de la température et la température affichée cycle parmi les sélections 1-4. Le niveau 1 de réglage de la température est recommandé pour une utilisation en continu.

- Le coussin chauffant s’éteint automatiquement et le voyant DEL s’allume après env. 90 minutes d’utilisa-tion continue. Pour le remettre en marche, appuyer sur le bouton ON / OFF ⏻, puis revenir au réglage de chaleur désiré.

- Débrancher l’appareil de la prise secteur une fois l’utilisation terminée.
 - AVERTISSEMENT:** Ne jamais utiliser le coussin sans la housse en tissu. Laisser un peu de circulation de l’air entre le coussin et la peau lors de l’utilisation.

Nettoyage et entretien

Coussin chauffeur

- Avant de nettoyer le coussin, le débrancher de la prise secteur et le laisser refroidir pendant au moins dix minutes.
- Le coussin chauffant est équipé d’un câble détachable, débrancher la prise et retirer le câble du coussin chauffant.
- Nettoyer le coussin en utilisant un chiffon doux et humide.
- Ranger l’appareil dans un endroit propre et sec, à plat sans le recouvrir ou ni déposer quoi que ce soit dessus.

Housse du coussin chauffeur

- Retirer le coussin chauffeur de sa housse.
- La housse peut être lavée à la machine.

⚠️ AVERTISSEMENT

- Ne pas laisser le contrôleur être mouillé.
- Ne pas utiliser de détergents ni de solvants, car ils peuvent endommager l’appareil.
- N jamais tenir le contrôleur sous l’eau. Sinon l’humidité peut entrer et provoquer des dommages.
- Sécher le coussin et sa housse en tissu complètement avant de le rallumer.
- Le nettoyage et l’entretien ne peuvent pas être faits par des enfants sans surveillance.

Données techniques

Modèle	: HP3040A / HP4060A
Alimentation	: 220-240 V AC 50 Hz
Puissance de chauffage	: 100 watt
Arrêt automatique	: env. 90 min
État de fonctionnement	: n’utiliser que dans des locaux secs
Conditions de stockage	: Déposé à plat, propre et sec
Dimensions	: 30 x 40 cm / 40 x 60 cm

Explication des symboles

📖 Lire les instructions	🚫 Ne pas utiliser de javel
🚫 Ne pas insérer d’aiguille	🚫 Ne pas blanchir
🚫 Ne pas utiliser plié ou avec des bosses	🚫 Ne pas repasser
🚫 Ne doit pas être utilisé par de très jeunes enfants (0-3 ans)	🚫 Ne pas nettoyer à sec
🧺 Programme de lavage normal 40 °C	⚠️ Avertissement sur les risques de blessures et les dangers pour la santé
🚫 Ne pas laver	

Logo de recyclage

⚠️ WARNING: The symbol on this product means that it’s an electronic product and following the European directive 2012/19/EU the electronic products have to be disposed on your local recycling centre for safe treatment.

⚠️ ACHTUNG: Das Symbol auf diesem Produkt bedeutet, dass es sich um ein elektronisches Gerät entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU handelt, und dass das elektronische Gerät über das lokale Recyclingzentrum sicher entsorgt werden muss.

⚠️ OSTRZE ENIE: Symbol umieszczone na urz dzeniu oznacza, e stanowi ono produkt elektroniczny spełniajcy wszystkie wymogi europejskiej Dyrektywy 2

1. Introduzione

Grazie per aver deciso di acquistare il termoforo Rossmax. Leggere questo manuale di istruzioni prima di utilizzare per la prima volta il prodotto e conservare con cura queste istruzioni per l'utente, in modo da avere queste informazioni a portata di mano, ogni qualvolta lo si desidera.

2. Informazioni importanti da conservare per un uso futuro


- Questo dispositivo non è destinato all'uso medico in ospedale; solo per uso domestico.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche durante l'utilizzo del termoforo, osservare quanto segue:
 - Non utilizzare se bagnato. Se il termoforo è umido o bagnato, asciugarlo completamente prima dell'uso.
 - Utilizzare il termoforo solo in ambienti asciutti, non ad es. in bagno.
 - Verificare ogni volta che il termoforo non sia danneggiato prima dell'uso, ovvero non utilizzarlo se vi sono danni visibili a pulsantiera, interruttori, presa o al termoforo stesso.
 - Non inserire spilli o altri oggetti appuntiti.
- Per evitare il surriscaldamento:
 - Non lasciare il termoforo acceso incustodito; spegnerlo quando si esce dalla stanza.
 - Non utilizzare il termoforo mentre è piegato.
 - Evitare di sgualcire il termoforo.
 - Non coprire il controller! Per garantire che il controller funzioni correttamente, non posizionarlo sopra o sotto il termoforo, né coprirlo con altri oggetti.
 - Il cavo non deve essere avvolto intorno alla pulsantiera.
- Non utilizzare su una persona invalida, un bambino, una persona insensibile al calore o su animali. Non lasciare che i bambini giochino con il dispositivo.
- Assicurarsi che i bambini non utilizzino questo dispositivo senza supervisione. Questo termoforo non può essere utilizzato dai bambini sotto i 3 anni, in quanto non sono in grado di individuare un possibile surriscaldamento. Bambini con un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono utilizzare questo dispositivo, a meno che un genitore o un tutore non abbia impostato il controllo sulla temperatura più bassa, impostazione 1.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o esperienza e/o conoscenza inadeguate, a condizione che siano seguiti, o siano stati istruiti su come utilizzare il dispositivo in sicurezza e abbiano compreso i pericoli che ne derivano.
- Un'applicazione eccessiva a un'impostazione elevata può provocare ustioni cutanee.
- Questo termoforo può essere utilizzato solo insieme al controller specificato nell'etichetta.
- Quando è probabile che il dispositivo venga utilizzato per un periodo prolungato, ad esempio quando l'utente si addormenta, i controlli dovrebbero essere regolati su un'impostazione consigliata per l'impiego continuo.
- Esaminare frequentemente il dispositivo, per rilevare eventuali segni di usura o danni. Se ci sono segni di usura o danni, o il dispositivo è stato utilizzato in modo improprio, contattare il produttore o un agente autorizzato prima di qualsiasi ulteriore utilizzo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un agente autorizzato, al fine di evitare qualsiasi pericolo.
- Non tentare di aprire né riparare personalmente il dispositivo. Sono necessari strumenti speciali per rimontare il dispositivo.
- Non perforare il termoforo, né attaccare spille da balia o altri oggetti appuntiti o affilati al termoforo.
- Questo dispositivo emette campi elettrici e magnetici molto deboli, che possono disturbare il funzionamento di uno stimolatore cardia-

co. Pertanto, si consiglia di consultare il medico e il produttore dello stimolatore cardiaco, prima di utilizzare questo dispositivo.

- Lasciare raffreddare il dispositivo prima di piegarlo e riporlo in un luogo asciutto. Non appoggiare oggetti pesanti sopra di esso, per evitare deformazioni.
- Fonti di calore, come borse dell'acqua calda, termofori o similari, non devono essere disposti sul termoforo.

3. Nome/funzione di ciascuna parte

1. Fodera in tessuto – sfoderabile e lavabile in lavatrice.
2. Termoforo
3. Controller
4. Pulsante di selezione temperatura
5. Pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO



4. Come usare il dispositivo

- Collegare il dispositivo alla presa di corrente.
- Premere e visualizzare la temperatura all'impostazione 1. Dopo pochi minuti si potrà di sentire che il termoforo diventa decisamente più caldo. Se si desidera un'impostazione della temperatura più elevata, premere in modo continuo il pulsante e la temperatura visualizzata passerà da 1 a 4. L'impostazione 1 è consigliata per l'uso continuo.
- Il termoforo si spegne automaticamente e l'indicatore LED si accende dopo ca. 90 minuti di uso continuo. Per riaccenderlo, premere e poi tornare all'impostazione di calore desiderata.
- Scollegare l'unità dalla presa di corrente una volta finito di utilizzarla.



AVVERTENZA: Non utilizzare mai il termoforo senza la fodera in tessuto. Consentire una certa circolazione d'aria tra il termoforo e la pelle durante l'uso.

5. Pulizia e manutenzione

Termoforo

- Prima di pulire il termoforo, scollegarlo dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare per almeno dieci minuti.
- Il termoforo è dotato di un cavo staccabile, scollegare la spina e rimuovere il cavo dal termoforo.
- Pulire il termoforo utilizzando un panno morbido inumidito.
- Conservare il dispositivo in un luogo pulito e asciutto, disteso in piano, senza nulla che lo copra o che sia appoggiato sopra.

Fodera del termoforo

- Rimuovere il termoforo dalla sua fodera.
- La fodera può essere lavata in lavatrice.



AVVERTENZA:

- Non permettere che il controller si bagni.
- Non utilizzare detersivi o solventi, poiché potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Non tenere mai il controller sotto l'acqua. In caso contrario, potrebbe entrare umidità e causare danni.